

1	Zestaw Proctora Ubijak ręczny 2,5 kg	– zestaw umożliwiający badanie zgodnie z PN-EN 13286 -2 - metoda A (ubijak A, forma Proctora A, wkładka do ubijania typu A)
2	Zestaw Proctora Ubijak ręczny 4,5 kg	– zestaw umożliwiający badanie zgodnie z PN-EN 13286-2 – metoda B (ubijak B, forma Proctora B, wkładka do ubijania typu B)
3	Forma do stabilizacji o średnicy i wysokości 80 mm 2 sztuki	– umożliwiające badanie wg normy PN-S-96012 – formy rozbieralne metalowe (podstawa, cylinder plus nasadka)
4	Forma do stabilizacji o średnicy 100 mm i wysokości 120 mm 2 sztuki	– umożliwiające badanie wg normy PN-EN-13286-2 – formy rozbieralne (podstawa, cylinder plus nasadka)