



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do metalograficznego przygotowania próbek dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, pochodzący z bieżącej produkcji, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej eksploatacji i nie może być przedmiotem praw osób trzecich.
3. Produkty muszą być zgodne ze stosowanymi procedurami szlifowania w posiadanym urządzeniu Struers Tegramin 20.

Kod wg CPV 38519000-6 Różne kompozycje do mikroskopów

| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis |
|-----|--|--------------|---|
| 1 | Żywica do inkludowania na zimno | 3 zestawy | Zestaw żywicy do inkludowania na zimno Epofix 1l wraz z utwardzaczem 130 ml oraz podstawowymi materiałami zużywalnymi w zestawie (40200029) |
| 2 | Mikser do mieszania żywicy | 1 sztuka | Mikser do mieszania żywicy z jednorazowymi końcówkami (05696101) |
| 3 | Mieszadła jednorazowe do miksera | 2 opakowania | Mieszadła jednorazowe do miksera, pakowane po 20 sztuk (40300072) |
| 4 | Artykuły zużywalne do inkludowania próżniowego | 2 opakowania | Artykuły zużywalne do inkludowania próżniowego w CitoVac (40300080) |
| 5 | Dysk do szlifowania MD-Piano | 15 dysków | Dysk do szlifowania MD-Piano 220, średnica 200 mm (40800129) |
| 6 | Dysk do szlifowania MD-Primo | 5 dysków | Dysk do szlifowania MD-Primo 220, średnica 200 mm (40800088) |
| 7 | Dysk do szlifowania MD-Allegro | 1 opakowanie | Dysk do szlifowania MD-Allegro, średnica 200 mm (40500065), pakowane po 5 sztuk |
| 8 | Dysk do szlifowania MD-Largo | 3 opakowania | Dysk do szlifowania MD-Largo, średnia 200 mm (40500097), pakowane po 5 sztuk |
| 9 | Magnetyczne dyski polerujące MD-Dac | 3 opakowania | Magnetyczne dyski polerujące MD-Dac, średnica 200 mm (40500071), pakowane po 5 sztuk |
| 10 | Magnetyczne dyski polerujące MD-Dur | 3 opakowania | Magnetyczne dyski polerujące MD-Dur, średnica 200 mm (40500074), pakowane po 5 sztuk |
| 11 | Magnetyczne dyski polerujące MD-Nap | 2 opakowania | Magnetyczne dyski polerujące MD-Nap, średnica 200 mm (40500080), pakowane po 5 sztuk |



| | | | |
|----|-----------------------------------|--------------|---|
| 12 | Zawiesina polerska DiaPro Allegro | 6 butelek | Zawiesina polerska DiaPro Allegro 9 μm 500 ml (40600369) |
| 13 | Zawiesina polerska DiaPro Dac | 4 butelki | Zawiesina polerska DiaPro Dac 3 μm 500 ml (40600371) |
| 14 | Zawiesina polerska DiaPro Dur | 2 butelki | Zawiesina polerska DiaPro Dur 3 μm 500 ml (40600395) |
| 15 | Zawiesina polerska DiaPro Dur | 4 butelki | Zawiesina polerska DiaPro Dur 1 μm 500 ml (40600381) |
| 16 | Zawiesina polerska DiaPro Nap | 1 butelka | Zawiesina polerska DiaPro Nap B 1 μm 500 ml (40600373) |
| 17 | Pojemniki do inkludowania 25 mm | 5 opakowań | Pojemniki do inkludowania FixiForm 25 mm (40300085) |
| 18 | Pojemniki do inkludowania 32 mm | 2 opakowania | Pojemniki do inkludowania FixiForm 32 mm |
| 19 | Olej silikonowy | 1 butelka | Olej silikonowy do foremek, 100 ml (40300076) |
| 20 | Klipsy plastikowe mocujące | 4 opakowania | Klipsy plastikowe mocujące MultiClips, pakowane po 50 szt. (40300027) |
| 21 | Klipsy metalowe mocujące | 2 opakowania | Klipsy metalowe – zaciski mocujące próbki w żywicy, średnica 6 mm, pakowane po 100 sztuk (40300026) |